

CooperVision®
Live Brightly.®

Guida alle specifiche del prodotto



Famiglia MyDay®

MyDay®



Modalità di ricambio:

Giornaliera

Potere sferico

da -12.00 a +8.00D
(int. 0.50 dopo
-6.00D e + 5.00D)

Confezione

30 e 90 lenti

Design

Asferico

Materiale / H₂O


stenfilcon A / 54%

Curva base 8,4mm

Diametro 14,2mm

Filtro UV* Si

MyDay® toric



Modalità di ricambio:

Giornaliera

Potere sferico

da +0.50 a +6.00D
(int. 0.50D)

da Plano a -6.00D
(int. 0.25D)

da -6.50D a -10.00D
(int. 0.50D)

Confezione

30 lenti

Cilindro

-0.75
-1.25
-1.75

Materiale / H₂O

stenfilcon A / 54%

Assi

10°, 20°, 70°,
80°, 90°, 100°,
110°, 160°, 170°,
180°

Curva base 8,6mm

Diametro 14,5mm

Filtro UV* Si

Design

Optimised
Toric Lens
Geometry™

da +0.50 a +6.00D
(int. 0.50D)

-2.25

10°, 20°, 90°,
160°, 170°, 180°

da Plano a -6.00D
(int. 0.25D)

da -6.50 a -10.00D
(int. 0.50D)

Famiglia clariti® 1 day

clariti® 1 day



Modalità di ricambio:	Confezione	Materiale / H ₂ O	Curva base
Giornaliera	30 e 90 lenti	somofilcon A / 56%	8,6mm
Potere sferico	Design		Diametro
da -0.50 a -6.00D (int. 0.25D)	Asferico		14,1mm
da -6.50 a -10.00D (int. 0.50D)			Filtro UV*
da +0.50 a +6.00D (int. 0.25D)			Si
da +6.50 a +8.00D (int. 0.50D)			

clariti® 1 day toric



Modalità di ricambio:	Confezione	Materiale / H ₂ O	Curva base
Giornaliera	30 lenti	somofilcon A / 56%	8,6mm
Potere sferico	Cilindro	Assi	Diametro
da +0.00 a -6.00D (int. 0.25D)	-0.75 -1.25 -1.75 -2.25	da 10° a 180° (int. 10°)	14,3mm
da -6.50 a -9.00D (int. 0.50D)	-0.75 -1.25 -1.75 -2.25	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°	Filtro UV*
da +0.25 a +4.00D (int. 0.25D)	-0.75 -1.25 -1.75	10°, 20°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 160°, 170°, 180°	Si
	-2.25	10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°	Design
		10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°	Asferico


clariti® 1 day multifocal



Modalità di ricambio:	Confezione	Materiale / H ₂ O	Curva base
Giornaliera	30 lenti	somofilcon A / 56%	8,6mm
Potere sferico	Potere addizione		Diametro
da +5.00 a -6.00D (int. 0.25D)	Bassa: Fino a +2.25D		14,1mm
	Alta: da +2.50 a +3.00D		Filtro UV*
			Si

Famiglia Biofinity®

Biofinity Energys®



Modalità di ricambio:

Mensile

Potere sferico

da + 8.00 a -12.00D
(int. 0.50D
dopo +/-6.00D)

Confezione

3 lenti

Design

Digital Zone
Optics™

Materiale / H₂O

comfilcon A / 48%

Curva base 8,6mm

Diametro 14,0mm

Filtro UV* No

Biofinity®



Modalità di ricambio:

Mensile

Potere sferico

da + 8.00 a -12.00D
(int. 0.50D
dopo +/-6.00D)

Confezione

3 lenti

Design

Asferico

Materiale / H₂O

comfilcon A / 48%

Curva base 8,6mm

Diametro 14,0mm

Filtro UV* No

Biofinity® toric



Modalità di ricambio:

Mensile

Potere sferico

da + 8.00 a -10.00D
(int. 0.50D
dopo +/-6.00D)

Confezione

3 lenti

Cilindro

-0.75
-1.25
-1.75
-2.25

Materiale / H₂O

comfilcon A / 48%

Assi

da 10° a 180°
(int. 10°)

Curva base 8,7mm

Diametro 14,5mm

Filtro UV* No

Biofinity® multifocal



Modalità di ricambio:

Mensile

Potere sferico

da +6.00 a -6.00D

da -6.50 a -10.00D
(int. 0.50 D)

Confezione

3 lenti

**Potere
addizione**

+1.00
+1.50
+2.00
+2.50

Materiale / H₂O

comfilcon A / 48%

Design


Lente D
Lente N

Curva base 8,6mm

Diametro 14,0mm

Filtro UV* No


Biofinity® toric multifocal



Modalità di ricambio:	Confezione	Materiale / H₂O	Curva base	8,7mm
Mensile	3 lenti	comfilcon A / 48%	Diametro	14,5mm
Potere sferico	Cilindro	Assi	Filtro UV*	No
da -6.50 a -10.00D (int. 0.50)	da -0.75 a -5.75 (int. 0.50)	da 10° a 180° (int. 5°)		
da +6.00 a -6.00D (int. 0.25)	Potere addizione			
da +6,50 a +10,00D (int. 0.50)	+1.00 +1.50 +2.00 +2.50			


Famiglia Avaira Vitality™

Avaira Vitality™



Modalità di ricambio:	Confezione	Materiale / H₂O	Curva base	8,4mm
Quindicinale	6 lenti	fanfilcon A / 55%	Diametro	14,2mm
Potere sferico	Design		Filtro UV*	Si
da +0.25 a +8.00D (0.50 int. dopo +6.00D)	Asferico			
da -0.25 a -12.00D (0.50 int. dopo -6.00D)				

Avaira Vitality™ toric



Modalità di ricambio:	Confezione	Materiale / H₂O	Curva base	8,5mm
Quindicinale	6 lenti	fanfilcon A / 55%	Diametro	14,5mm
Potere sferico	Cilindro	Assi	Filtro UV*	Si
da +6.00 a -6.00D (int. 0.25D)	-0.75 -1.25 -1.75 -2.25	da 10° a 180° (int. 10°)		
da -6.50 a -10.00D (int. 0.50D)				
da +6,50 a +8,00D (int. 0.50D)				



CooperVision®
Live Brightly!

Per saperne di più sulle nostre lenti
a contatto, visita
coopervision.it/i-nostri-prodotti

softique® 1 day

softique® 1 day

**Modalità di ricambio:**

Giornaliera

Confezione

30 e 90 lenti

Materiale / H₂O

somofilcon A / 56%

Curva base 8,6mm

Diametro 14,0mm

Filtro UV* Sì

Potere sferico

da -10.00 a +8.00D

da -0.50 a -6.00D
(int. 0.25D)

da -6.50 a -10.00D
(int. 0.50D)

da +0.50 a +6.00D
(int. 0.25D)

da +6.50 a +8.00D
(int. 0.50D)

MiSight® 1 day

MiSight® 1 day

**Modalità di ricambio:**

Giornaliera

Confezione

30 lenti

Materiale / H₂O

omafilcon A

Curva base 8,7mm

Diametro 14,2mm


Filtro UV* Sì

Potere sferico

da -0.25 a -6.00D
(int. 0.50 0.25)

Famiglia clariti®

clariti® elite



Modalità di ricambio:

Mensile

Potere sferico

da +8.00 a -10.00D
(int. 0.50 dopo
+6.00D e -8.00D)

Confezione

3 lenti

Materiale / H₂O


somofilcon A / 56%

Curva base 8,6mm

Diametro 14,2mm

Filtro UV* Si

clariti® toric



Modalità di ricambio:

Mensile

Potere sferico

da +6.00 a -9.00D
(int. 0.50 dopo
-8.50D)

Confezione

3 lenti

Cilindro

-0.75
-1.25
-1.75
-2.25

Materiale / H₂O

somofilcon A / 56%

Assi

da 10° a 180°
(int. 10°)

Curva base 8,7mm

Diametro 14,4mm

Filtro UV* Si

clariti® multifocal



Modalità di ricambio:

Mensile

Potere sferico

da +6.00 a -8.00D
(int. 0.50 dopo
-6.50D)

Confezione

3 lenti

**Potere
addizione**

ADD BASSA
fino a +2,25D

ADD ALTA
da +2,25
a +3,00D

Materiale / H₂O

somofilcon A / 56%

Design

Centro vicino,
distanza intermedia
e periferica
progressiva

Curva base 8,7mm

Diametro 14,2mm

Filtro UV* Si

Famiglia Proclear®

Proclear® 1 day



Modalità di ricambio:

Giornaliera

Potere sferico

da +8.00 a -12.00D
(int. 0.50 dopo
-6.00D e + 5.00D)

Confezione

30 lenti

Design

Asferico

Materiale / H₂O

omafilcon A / 60%

Curva base 8,7mm

Diametro 14,2mm

Filtro UV* No

Proclear® 1 day multifocal



Modalità di ricambio:

Giornaliera

Potere sferico

da +6.00 a -10.00D
(int. 0.25D, int.0.50
dopo -6.00D)

Confezione

30 lenti

Potere addizione

fino a +2.50

Materiale / H₂O

omafilcon A / 60%

Curva base 8,7mm

Diametro 14,2mm

Filtro UV* No

Proclear®



Modalità di ricambio:

Mensile

Potere sferico

da +20.00 a -20.00D
(int. 0.50 dopo
+/-6.00D)

Confezione

3 e 6 lenti

Design

Sferico

Materiale / H₂O

omafilcon B / 62%

Curva base 8,6mm

Diametro 14,2mm

Filtro UV* No

Proclear® toric



Modalità di ricambio:	Confezione	Materiale / H₂O	Curva base
Mensile	3 pack	omafilcon B / 62%	8,4, 8,8mm
Potere sferico	Cilindro	Assi	Diametro
da +6.00 a -8.00D (int. 0.50 dopo -6.50D)	-0.75 -1.25 -1.75 -2.25	da 10° a 180° (int. 10°)	14,4mm
da +6.25 a -10.00D (int. 0.50 dopo +/-6.50D)	-0.75 a -5.75 (int 0.50D)	da 5° a 180° (int. 5°)	Filtro UV*
			No

Proclear® multifocal



Modalità di ricambio:	Confezione	Materiale / H₂O	Curva base
Mensile	3 lenti	omafilcon B / 62%	8,7mm
Potere sferico	Potere addizione	Design	Diametro
da +6.00 a -8.00D (int. 0.50 dopo -6.50D)	+1.00 +1.50 +2.00 +2.50	Lente D Lente N	14,4mm
da +20.00 a -20.00D (int. 0.50 dopo +/-6.50D)	+1.00 a +4.00 (int 0.50D)		Filtro UV*
			No

Proclear® multifocal toric



Modalità di ricambio:	Confezione	Materiale / H₂O	Curva base
Mensile	3 lenti	omafilcon B / 62%	8,4, 8,8mm
Potere sferico	Cilindro	Assi	Diametro
da +20.00 a -20.00D (int. 0.50 dopo +/-6.50D)	-0.75 a -5.75 (int. 0.50)	da 5° a 180° (int. 5°)	14,4mm
	Potere addizione	Design	Filtro UV*
	+1.00 +1.50 +2.00 +2.50	Lente D Lente N	No

Famiglia Frequency

Frequency 55 one day



Modalità di ricambio:

Giornaliera

Potere sferico

da +6.00 a -10.00D

da -0.25 a -6.00D
(int. 0.25D)

da -6.50 a -10.00D
(int. 0.50D)

da +0.25 a +5.00D
(int. 0.25D)

da +5.50 a +6.00
(int. 0.50D)

Confezione

30 e 90 lenti

Materiale / H₂O

ocufilcon D / 55%

Raggio base 8,60 negativo
8,80 positivo

Diametro 14,2mm

Filtro UV* No

Frequency one day toric



Modalità di ricambio:

Giornaliera

Potere sferico

da piano a -10.00D

da piano a -6.00D
(int. 0.25D)

da -6.50 a -7.00D
(int. 0.50D)

da -7.50 a -10.00D
(int. 0.50D)

Confezione

30 lenti

Cilindro

-0.75

-1.25

-1.75

Materiale / H₂O

ocufilcon D / 55%

Assi

20°, 90°, 160°,
180°
(da -6.00 a -7.00)

90°, 180°
(da -7.50 a -10.00D)

Raggio base 8,70

Diametro 14,5mm

Filtro UV* No

Famiglia Biomedics®

Biomedics® 55 Evolution



**Modalità
di ricambio:**

Mensile

Potere sferico

da +8.00 a -10.00D
(int. 0.50 dopo
-6.00D e + 5.00D)

Confezione

3 e 6 lenti

Design

Asferico

Materiale / H₂O


ocufilcon D / 55%

Curva base 8,6, 8,8, 8,9mm

Diametro 14,2mm

Filtro UV* No

Biomedics® toric



**Modalità
di ricambio:**

Mensile

Potere sferico

da +6.00 a -9.00D
(int. 0.50 dopo
-6.00D e + 5.00D)

Confezione

3 e 6 lenti

Cilindro

-0.75
-1.25
-1.75
-2.25

Materiale / H₂O

ocufilcon D / 55%

Assi

da 10° a 180°
(int. 10°)

Curva base 8.7mm

Diametro 14,5mm

Filtro UV* Sì

* Le lenti a contatto con protezione UV non sostituiscono i dispositivi come occhiali con filtro UV e occhiali da sole, poiché le lenti a contatto non ricoprono l'intero segmento anteriore dell'occhio. I portatori devono pertanto continuare a utilizzare gli strumenti protettivi loro prescritti.